

Uputstvo za upotrebu

Medisana sedište za vibracionu masažu MCC

Delovi:


1. Utikač za struju
2. Masažno sedište
3. 5 masažnih motora za gornji i donji deo leđa i sedalni deo
4. Funkcija grejanja
5. Priključak za struju sa adapterom
6. Daljinski upravljač
7. Displej sa osvetljenjem
8. Dugme **ON/OFF** za uključivanje i isključivanje uređaja

☰ opciono funkcija grejanja

📶 izbor intenziteta masaže (nizak, srednji i visoki)

MODE izbor vrste masaže (1 – 9)

9. Džep za daljinski upravljač
10. Kabl sa priključkom za autoupaljač

 Pre upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu, a pogotovo deo sa sigurnosnim uputstvima i čuvajte uputstvo za upotrebu. Ukoliko nekome poklonite ovaj proizvod, obavezno mu dajte i uputstvo.



SIMBOLI

Ovo uputstvo za upotrebu je za vibracioni masažer MCC i sadrži važne informacije o korišćenju. Pažljivo pročitajte uputstvo, da ne bi došlo do povrede ili štete na uređaju.



UPOZORENJE Ovaj simbol upozorava na mogućnost povrede korisnika ukoliko se ne pridržavate uputstva.



OPREZ Ovaj simbol upozorava na mogućnost nastanka štete na uređaju.



OBAVEŠTENJE Ovaj simbol označava dodatne korisne informacije vezane za upotrebu.



II kategorija zaštite **LOT** Broj lota  Oznaka proizvođača



SIGURNOSNA UPUTSTVA

Uputstva vezana za uključivanje u struju

- Pre nego što uključite masažer u struju proverite da li je uređaj isključen i da li su voltaža mreže i dozvoljena voltaža za korišćenje proizvoda iste.
- Kabl uključite u struju samo ako je masažer isključen.
- Isključivo koristite adapter koji ste dobili sa uređajem
- Masažer i kabl držite dalje od toplote i toplih površina, vlage i tečnosti. Ne dodirujte utikač ili prekidač za uključivanje mokrim ili vlažnim rukama ili ako stojite u vodi.
- Nikada ne dodirujte masažer ako je upao u vodu. Isključite ga odmah iz struje.
- Odmah nakon upotrebe isključite masažer iz struje.
- Nikada ne vucite kabl da biste isključili masažer, već izvucite utikač iz struje.
- Nikad nemojte nositi, vući ili okretati masažer za kabl.
- Uređaj nemojte koristiti ukoliko je došlo do oštećenja adaptera. Iz sigurnosnih razloga ove delove treba zameniti samo u ovalšćenom servisu. Kako biste sprečili štetu, uvek posaljite oštećeni deo u ovlašćeni servis.
- Vodite računa da kabl nije tako postavljen da neko može da se saplete. Kabl ne sme biti uvrnut, zaglavljen ili upleten.

Uputstva vezana za specifične grupe ljudi

- Masažer nije dizajniran za korišćenje kod osoba sa ograničenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima (uključujući i decu), kao i osobe koje nemaju dovoljno iskustva i / ili znanja, osim ako su pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost, ili ako su obučene za korišćenje uređaja.
- Ako deca koriste masažer uvek moraju biti pod nadzorom odrasle osobe, kako ne bi koristila masažer za igranje.
- Ne koristite masažer kao dodatak ili da biste zamenili terapiju koju Vam je lekar prepisao. Hronične bolesti i simptomi se mogu u tom slučaju pogoršati.
- Sedište za masažu MCC ne treba da koristite ili se pre upotrebe konsultujete sa lekarom ako:
 - * ste u drugom stanju,
 - * koristite pacemaker, imate veštačke zglobove ili elektronske implante,
 - * patite od sledećih bolesti: problemi sa cirkulacijom, dijabetes, tromboza, oboljenja vena, otvorenih rana, modrica, oštećene kože, upale vena.
- Ukoliko osetite bilo kakvu bol ili neprijatnost tokom masaže, odmah prestanite sa korišćenjem i konsultujete se sa Vašim lekarom.
- Ukoliko je uređaj uključen u struju nikada ga ne ostavljajte bez nadzora.
- Vodite računa kada koristite grejač. Nemojte koristiti ukoliko imate problema sa cirkulacijom ili na delovima tela koji nisu osetljivi na toplotu. Može doći do opekotina!
- Ukoliko imate bilo kakvih pitanja vezanih za terapijsku primenu šijacu masažera konsultujete se sa Vašim lekarom.
- Ukoliko imate neobjašnjive bolove, ako primete terapiju i / ili koristite medicinska pomagala, konsultujete se sa Vašim lekarom pre korišćenja.




Pre korišćenja


- Uvek pažljivo pregledajte kabl, upravljač i masažer pre upotrebe. Ukoliko primetite bilo kakva oštećenja ne pokušavajte da ga koristite.
- Ne koristite masažer ukoliko primetite vidljiva oštećenja na masažeru i kابلu, ako masažer ne radi kako treba ili su sedišta ili upravljač pali na pod ili se nakvasili. U slučaju bilo kakvog kvara obratite se uvozniku.

Korišćenje masažera

- Masažer koristite samo za to predviđenu namenu kao što je opisano u ovom uputstvu za upotrebu.
- Korišćenje masažera za bilo koju drugu namenu poništava garanciju.
- Nikada ne ostavljajte uključen masažer bez nadzora.
- Maksimalno vreme korišćenja po jednom tretmanu je 15 minuta.
- Vodite računa da masažer ne dođe u kontakt sa šiljatim i oštrim predmetima.
- Ne stavljajte masažer blizu električnog šporeta ili nekog drugog izvora toplote.
- Nemojte koristiti masažer ukoliko je presavijen ili zgužvan.
- Masažer koristite samo u uspravnom položaju, nemojte ga prostirati ravno na pod.
- Nemojte stajati punom težinom na masažeru
- Ne dodirajte napajanje dok stojite u vodi i priključak za struju uvek držite suvim rukama
- Masažer koristiti preko odeće.


 Masažer je namenjen samo za kućnu upotrebu i ne sme se koristiti u komercijalne ili medicinske svrhe. Ukoliko imate bilo kakve sumnje konsultujte se sa Vašim lekarom.


 Masažer koristite samo u zatvorenom prostoru ili u automobilu.

 Masažer ne koristite u vlažnim prostorijama (npr. za vreme tuširanja ili kupanja).

Održavanje i čišćenje

- Masažer ne zahteva održavanje. Ukoliko masažer ne radi, proverite da li je adapter za struju ispravno uključen.
- Masažer možete jedino sami čistiti. Ukoliko dođe do bilo kakvog kvara, ne pokušavajte sami da popravite masažer, jer u tom slučaju gubite pravo na garanciju, za sve popravke obratite se uvozniku.
- Nemojte koristiti masažer ukoliko ima vidljivih znakova oštećenja na uređaju, kابلu, ukoliko uređaj ne radi kako treba, ukoliko je masažer ili daljinski ispao ili nakvašen. Kako biste izbegli nezgode uvek sa obratite uvozniku.
- Masažer nemojte potapati u vodu ili bilo koju drugu tečnost.
- Ukoliko tečnost ipak prodre u uređaj, odmah ga isključite iz struje.

 Nemojte priti masažer.

 Nemojte nositi na hemijsko čišćenje.

Hvala Vam na poverenju!

Kupovinom sedišta za vibracionu masažu MCC dobili ste kvalitetan proizvod firme MEDISANA. Ovaj masažer je namenjen za masažu leđa i butina. Kako biste osigurali najbolje rezultate i dugoročno zadovoljstvo u korišćenju MEDISANA sedišta za masažu MCC preporučujemo da pažljivo pročitate sledeće uputstvo za upotrebu.

Proverite da li ste dobili kompletno pakovanje koje ni na koji način nije oštećeno. U koliko postoji bilo kakva sumnja u ispravnost masažera nemojte koristiti uređaj i kontaktirajte odmah uvoznika.

Pakovanje sadrži:

- 1 sedište za masažu MCC, daljinski upravljač, utikač za struju, adapter za upaljač u automobilu i uputstvo za upotrebu.
- Pakovanje se može ponovo koristiti i može biti reciklirano. Molimo Vas da pakovanje koje ne koristite odložite pravilno. Kontaktirajte prodavca ukoliko uočite neka oštećenja prilikom otvaranja uređaja.

Važno: Ne dozvolite deci da se igraju sa zaštitnom folijom jer može doći do gušenja!

Priprema

- Postavite masažer **2** na željenu stolicu (sedište u automobilu) i pričvrstite ga koristeći trake za pričvršćivanje koje se nalaze sa zadnje strane.
- Uključite utikač **1** ili adapter za struju (10) u daljinski upravljač
- Uključite utikač (1) u struju ili adapter za automobil (17) u upaljač u automobilu.
- Sedite na masažer **2** i upoznajte se sa funkcijama.

Kako radi Medisana sedište za masažu MCC?


Masažer ima 4 zone masaže za specifične tretmane. Masažne zone se nalaze u glavnim područjima napetosti mišića (ramena, leđa, struk i butine). Za svaku masažnu zonu možete izabrati 9 različitih tipova masaže sa tri nivoa intenziteta. Možete izabrati umirujuću funkciju grejanja za donji deo leđa pojedinačno ili pak uz neku drugu masažnu funkciju. Masažer će se automatski isključiti nakon 15 minuta rada zahvaljujući ugrađenom tajmeru.

Dugmići na daljinskom upravljaču

Dugme ON/OFF (8) (Napajanje električnim naponom)

Uključivanje: pritisnite dugme **ON/OFF**

Isključivanje: pritisnite ponovo dugme **ON/OFF**.

Da biste ponovo podesili tajmer nakon automatskog isključivanja pritisnite ili **ON/OFF** ili dugme **HEAT** 

OPREZ: Budite sigurni da maksimalno vreme rada ne prelazi 15 minuta

Dugme **MODE** (8) (odabir programa masaže)

Pritisnite dugme **MODE** kako biste izabrali jedan od 9 masažnih programa. Programi masaže razlikuju se u vrsti masaže i mogu se koristiti pojedinačno ili u kombinaciji sa nekim drugim programom.

MASAŽA „TALASI“: Masažni motori funkcionišu na takav način da stvaraju osećaj masaže talasa.

MASAŽA „GNJEČENJE“ : Ova masaža je poput šijacu masaže

MASAŽA „Tapping“: Ova vrsta masaže je standardna taping masaža

PULSNA MASAŽA: Masažni motori naizmenično pulsiraju

Devet masažnih programa se razlikuje i po nivou korišćenja masažnih motora (1-5)

Izaberite jedan od 9 masažnih programa. Na displeju (7) će se pojaviti zeleno svetlo. Svaki put kada pritisnete dugme **MODE** birate sledeći masažni program.

Program 1: **Tapping masaža**

Rad motora (1 – 5) **3**

5 , 4 _ 3 _ 2 _ 1 _ . . . u ciklusu

Program 2: **Kneading -Gnječenje**

Rad motora (1 - 5) **3**

2 _ 3 _ 4 , 5 _ 1 _ . . . u ciklusu



Program 3: **Tapping masaža**

rad motora (1 - 5) **3**

1) 4 , 5 _ 3 _ 2 _ 1 (5 puta)

2) 1 _ 2 _ 3 _ 4 , 5 (5 puta)

3) 1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5 (5 puta) _ . . .

Program 4: **Tapping masaža**

Rad motora (1 - 5) **3**

1) 1 _ 2 _ 3 (5 puta)

2) 3 _ 4 , 5 (5 puta)

3) 4 _ 5 (5 puta) _ . . .

Program 5: **Pulsate- pulsiranje**

rad motora (1 - 5) **3**

1 _ 2 , 3 _ 4 , 5 _ . . . (u ciklusu)

Program 6: **Waves- Talasi / Kneading -gnječenje / Tapping- taping / Pulsate - pulsiranje**

rad motora (1 - 5) **3**

1) Waves – Talasi 1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5 (5 puta)

2) Kneading – Gnječenje 1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5 (5 puta)

3) Tapping – Taping 1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5 (5 puta)

4) Pulsate – Pulsiranje 1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5 (5 puta) _ . . .

Program 7: **Waves - Talasi**

rad motora (1 - 5) **3**

1) 1 _ 2 (3 puta)

2) 2 _ 3 (3 puta)

3) 4 _ 5 (3 puta) _ . . .

Program 8: **Waves- Talasi / Kneading- Gnječenje**

rad motora (1 - 3) **3**

1) Waves- Talasi 1 _ 2 _ 3 (3 puta)

2) Kneading- Gnječenje 1 _ 2 _ 3 (3 puta) _ . . .

Program 9: **Tapping- taping / Pulsate - pulsiranje**

rad motora (4 - 5) **3**

1) Tapping – Taping 4 _ 5 _ 4 , 5 (3 puta)

2) Pulsate – Pulsiranje 4 _ 5 _ 4 , 5 (3 puta) _ . . .

Na displeju **7** će biti prikazan broj masažnog programa (1-9), proteklo vreme rada u minutima (15 – 1min), intenzitet masaže će biti prikazan na dijagramu, a simbol izabrane masaže (*Waves / Kneading / Tapping / Pulsate*) će pulsirati u donjem levom uglu displeja

Izabrani program će se ponavljati do isteka 15 minuta maxiuma rada, a potom će se uređaj automatski isključiti.

Dugme sa oznakom (Intenzitet masaže) **8** :

Možete izabrati jedan od tri nivoa intenziteta masaže: visok, srednji i nizak. Srednji nivo intenziteta je uvek automatski podešen kada se masažer uključi. Pritisnite dugme kako biste izabrali intenzitet masaže - visok, srednji i nizak

Dugme sa oznakom (Heating- grejanje on/off): **8**

Pritisnite dugme **HEAT** da biste uključili grejanje **4** . Funkcija grejanja se može uključiti zasebno ili zajedno sa funkcijom masaže.

Kada je grejanje uključeno zasebno LED indikator će svetleti crveno **7** , a kada je grejanje uključeno zajedno sa funkcijom masaže svetleće narandžasto. Područje donjeg dela ledja i butina se greje. Kada ponovo pritisnete dugme **HEAT** grejanje će se isključiti.

Čišćenje i održavanje

-Pre nego što počnete sa čišćenjem isključite masažer i izvucite utikač iz struje. Pustite masažer da se dobro ohladi.

-Masažer možete čistiti samo navlaženim sunđerom. Ni u kom slučaju nemojte koristiti oštre četke, agresivne deterdžente, razređivač,

benzin ili alkohol. Istrljajte masažer suvom čistom krpom dok ga ne osušite.

-Kada čistite masažer nikada ga nemojte potopiti u vodu i vodite računa da voda ne prodre u uređaj.

-Sačekajte da se masažer potpuno osuši pre nego što ga ponovo koristite.

-Razmrsite kabl ako se zapetlja.

-Masažer bi bilo idealno da čuvate u njegovoj originalnoj kutiji na čistom i suvom mestu.

Odlaganje:



Ovaj proizvod ne može se baciti sa smećem iz domaćinstva. Svi korisnici moraju električne ili elektronske uređaje (bez obzira da li sadrže ili ne toksične supstance) baciti na za to predviđenim mestima. Kontaktirajte komunalnu službu ili ovlašćenog distributera radi dobijanja informacija o odlaganju.

Specifikacija

MODEL	Medisana masažno sedište MCC
IZVOR STRUJE	100 - 240 V~ 50/60 Hz 300 mA
NAPAJANJE UREĐAJA NA STRUJU	12 V= 800 mA
NAPAJANJE UREĐAJA NA UPALJAČ	12 V= 3 A 10R-02 0539
POTROŠNJA STRUJE	približno 9,6 W
VREME KORIŠĆENJA	max 15 minuta
USLOVI KORIŠĆENJA	samo u suvim prostorijama
USLOVI SKLADIŠTENJA	na hladnom suvom mestu
DIMENZIJE	približno 106 x 49 cm
TEŽINA	približno 0,86 kg (bez priključka za struju)
DUŽINA KABLA	približno 1,8 m
ARTIKAL BROJ	88934
EAN KOD	40 15588 88934 9



Zadržavamo pravo da promenimo tehničke i dizajnerske karakteristike, kao deo našeg konstantnog procesa unapređenja proizvoda.

GARANCIJA I USLOVI POPRAVKE

U slučaju da imate reklamaciju obratite se uvozniku direktno. Ako je neophodno da aparat pošaljete nazad navedite šta nije u redu sa aparatom i priložite kopiju računa i popunjen garantni list.

Garancija pokriva sledeće:

1. Garancija vži tri godine od datuma kupovine. U slučaju reklamacije datum kupovine mora biti potvrđen datumom na računu.
2. Nedostaci uzrokovani proizvođačkom greškom ili greškom u materijalu će biti besplatno popravljani u garantnom roku.
3. Garantni rok se ne produžava nakon izvršene reklamacije. Ovo se odnosi i na aparat i na rezervne delove.

Ova garancija ne pokriva:

- a) Sve kvarove uzrokovane nestručnim rukovanjem (npr. ukoliko niste pažljivo pročitali uputstvo).
- b) Sve prepravke ili pokušaje popravke od strane neovlašćenih lica.
- c) Oštećenja nastala u toku transporta do kupca.
- d) Normalno trošenje i cepanje opreme ili dodataka

MEDISANA nije odgovorna za direktan ili indirektan gubitak ili štetu koju bi korišćenje ovog proizvoda moglo da izazove, čak i kada kvar podleže garanciji.

Ovlašćeni uvoznik i distributer za Srbiju:

VANA d.o.o. Beograd, Stevana Brakusa 6, tel: 011/7544-533

e-mail: vanabgd@sezampro.rs, www.vana.co.rs